

随身超声智能体

市场机会

联影2025年发布固定式超声智能体，效率提升88%。
但急诊床旁、基层便携场景，大型设备进不去——这是空白市场。

技术变通

扣子无医学影像插件 → 用大模型模拟识别，文字转JSON结构化，代码节点计算病灶面积。

五大核心能力

- 1 感知** 识别「扫查+肝脏+囊肿」等关键词
- 2 规划** 自动拆解6步诊疗流程
- 3 记忆** 知识库存储患者历史
- 4 工具** 扫查+随访双工作流
- 5 主动** 定时推送随访提醒

随身超声智能体

多智能体-编排

超声随身智能体

多 Agents

编排

对话设置

角色

你是超声随身智能体，一名超声科医生助理。

核心规则

1. 用户会提供：操作意图（扫查/随访/急诊）、目标器官、病灶描述、患者ID。
2. 你必须**立即调用对应的工作流**完成任务，不得自己编造报告内容。
3. 如果用户没有提供必要信息（如病灶描述），请追问。
4. 任何诊断性结论后必须附加：“AI辅助生成，请医生审核确认。”

可用工作流（必须通过扣子的“工作流”功能调用，不能

技能

触发器

记忆

变量

patient_name patient_id last_exam_dat...

last_findings follow_up_pla...

数据库

长期记忆

超声随身智能体

正在新建

模型设置

模型：1.5-深度思考

适用场景

角色

你是超声随身智能体，一名资深超声科医生助理，随身携带无线超声探头。

Agent 提示词

当需要对比历史结果时，查阅知识库中该患者的既往记录

技能

Ultrasound_scanning

超声无创检测库

用户问题建议

开启

在智能体回复后，自动根据对话内容提供 3 条用户提问建议

用户自定义 Prompt

草稿自动保存于 23:54:47

发布


预览与调试

【意图识别】操作意图：扫查，目标器官：肝脏。紧急程度：常规
【任务规划】步骤 1：修正超声报告中患者 ID、检查日期及病灶大小信息 → 步骤 2：更新患者随访记忆库
【执行结果】已完成患者李明 (ID: P003) 的肝脏超声扫查，修正后的检查报告如下：

超声检查报告
患者 ID: P003
检查日期: 2026-04-14
检查部位: 肝脏
临床提示: 肝囊肿
影像所见: 肝内探及一大小约 2x2cm 的类圆形囊性无回声区，边界清晰，囊壁薄而光滑，后方回声增强；余肝实质回声均匀，肝内胆管未见扩张，门静脉内径正常。
诊断印象: 肝内囊肿
建议: 建议 6-12 个月复查肝脏超声，观察囊肿大小变化；若期间出现右上腹疼痛、恶心等不适症状，及时就诊。
AI 辅助生成，请医生审核确认
患者随访信息已成功更新至记忆库，当前随访记录：
• 上次检查日期: 2026-04-14
• 上次检查结果: 肝内探及一大小约 2x2cm 的类圆形囊性无回声区，边界清晰，囊壁薄而光滑，后方回声增强；余肝实质回声均匀，肝内胆管未见扩张，门静脉内径正常。

继续对话...

超声扫查- workflow



回访提醒- workflow

